

入札(見積)書継紙

ベッドサイドモニタ

| 番号 | 品名 | 規格 | 数量 | 単位 |
|----|-------------------------|--------------|----|-----|
| | 日本光電株式会社 車載ベッドサイドモニタ | BSM-3562 | 1 | 式 |
| | (内訳) | | | |
| 1 | ベッドサイドモニタ | BSM-3562-Q91 | 1 | 台 |
| 2 | バッテリーパック | SB-671P | 1 | 個 |
| 3 | 心電図誘導コード(長さ3.8m 10電極) | BJ-900P | 1 | 本 |
| 4 | フィンガープローブ(BLUPRO) | TL-201T2 | 1 | 本 |
| 5 | フィンガープローブ(BLUPRO) | TL-631T3 | 1 | 本 |
| 6 | CO2センサキット(TG-980P) | P910A | 1 | セット |
| 7 | 成人用カフ | YP-712T | 1 | 個 |
| 8 | 成人用カフ | YP-713T | 1 | 個 |
| 9 | 成人用カフ | YP-714T | 1 | 個 |
| 10 | 幼児用カフ | YP-710T | 1 | 個 |
| 11 | 小児用カフ | YP-711T | 1 | 個 |
| 12 | エアウェイアダプタ(30個入) | YG-211T | 1 | 箱 |
| 13 | 心電図12誘導解析部 | QP-031P | 1 | 台 |
| 14 | マルチYプローブ(5本入) | TL-260T | 2 | 箱 |
| 15 | iNIBPプログラム | QP-038P | 1 | 個 |

※ベッドサイドモニタ内部に搭載